

CORNING® KRIOGENIKUS FIOLÁK

A termék használati útmutatója



Az eldobható kriogén fiolákat biológiai minták kriogén tárolására és szállítására tervezték, akár –196 °C hőmérsékleten. A fiolákat csak a biztonságos laboratóriumi eljárásokban jártas személyek használhatják. A fiolák kriogén tárolórendszerekből való eltávolításakor mindig megfelelő védőfelszerelést kell viselni.

ANYAGOK

A kriogén fiolák nyers polipropilénből készültek, amely az USP VI. osztályú biológiai reakciótesztnak és az ISO 10993-5 (orvosi eszközök biológiai kiértékelése – in vitro toxicitás) szabványának egyaránt megfelelt, és ezek alapján nincs citotoxikus hatása. A kriofiolák szilikongumi anyagú tömítőkkel rendelkeznek a biztos záráshoz. Minden fiolát gamma-sugárzással sterilizáltak.

TELJESÍTMÉNY

A kriogén fiolák +121 °C és –196 °C közötti hőmérsékletet viselnek el. A javasolt fagyasztási űrtartalom a feltüntetett kapacitásnál 10%-kal kisebb.

Figyelmeztetés:

A sérülések elkerülése érdekében ne merítse a fiolákat cseppfolyós gázokba. Ne használja a kriogén fiolákat folyékony nitrogénben történő közvetlen tárolásra. A fiolák csak a cseppfolyós gáz felett képződő ködben tárolhatók.

A fertőző vagy veszélyes anyagokkal használt terméket eldobás előtt sterilizálni vagy ártalmatlanítani kell. A kriogén tárolórendszerek kezelésekor ügyeljen a megfelelő laboratóriumi eljárásokra.

A termékek csak egyszer használatosak. Az újbóli felhasználás fertőzéshez, illetve egyéb betegségekhez vagy sérüléshez vezethet.

Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült, vagy azt korábban már felnyitották.

Kérjük, további információkért írjon nekünk e-mailt: Scientificsupport@corning.com vagy hívja a tudományos támogatási részleget az 1-800-492-1110 számon, illetve az Egyesült Államok területén kívül a +1-978-442-2200 számon.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Hága
Hollandia



Corning Incorporated
Avenida Industrial del Norte S/N, Parque Industrial del Norte, Reynosa, Tamaulipas,
México,
C.P. 88736.

Termék katalógusszámai

Katalógusszám	Termékleírás	Stílus	Mennyiség/doboz
Külső menet, narancsszínű fedél			
430658CE	1,2 ml fiola	Kúpos alsó rész, talpra állítható	500
430659CE	2,0 ml fiola	Kerek alsó rész, talpra állítható	500
430661CE	2,0 ml fiola	Kerek alsó rész	500
430662CE	4,0 ml fiola	Kerek alsó rész, talpra állítható	500
430663CE	5,0 ml fiola	Kerek alsó rész, talpra állítható	500

Belső menet, narancsszínű fedél			
430487CE	1,2 ml fiola	Kúpos alsó rész, talpra állítható	500
430488CE	2,0 ml fiola	Kerek alsó rész, talpra állítható	500
430489CE	2,0 ml fiola	Kerek alsó rész	500
430490CE	4,0 ml fiola	Kerek alsó rész	500
430491CE	4,0 ml fiola	Kerek alsó rész, talpra állítható	500
430492CE	5,0 ml fiola	Kerek alsó rész	500
430656CE	5,0 ml fiola	Kerek alsó rész, talpra állítható	500