

2023年9月25日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Axygen® ピペットチップ 一部製品 滅菌方法追加のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Axygen ピペットチップ 一部製品について、滅菌方法が下記の通り変更となりますことをご案内申し上げます。本変更は安定供給を目的としたものです。

滅菌保証レベル（SAL）や、製品自体の形状、適合性、仕様、材質、性能に変更はございません。また、製造中/製造後の検査に変更はありません。対象となる製品のバリデーションは完了しており、現在の仕様と機能性を満たすことを確認しています。

敬具

記

変更点

現行：電子線照射滅菌

変更後：ガンマ線照射滅菌、または電子線照射滅菌

対象製品

カタログ番号	製品名
T-200-C-L-R-S	200 μ l ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明 ラック入り 滅菌済み
T-200-C-L-R-S-J	200 μ l ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)
T-300-L-R-S	10 μ l マイクロボリュウムチップ マキシマムリカバリー 透明 ラック入り 滅菌済み
T-300-L-R-S-J	10 μ l マイクロボリュウムチップ マキシマムリカバリー 透明 ラック入り 滅菌済み (小口パック)
TF-1000-L-R-S	1000 μ l ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み
TF-1000-L-R-S-J	1000 μ l ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み (小口パック)
TF-100-L-R-S	100 μ l ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み
TF-100-L-R-S-J	100 μ l ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み (小口パック)
TF-200-L-R-S	200 μ l ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み
TF-200-L-R-S-J	200 μ l ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み (小口パック)
TF-20-L-R-S	20 μ l ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み
TF-20-L-R-S-J	20 μ l ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み (小口パック)
TF-300-L-R-S	10 μ l マイクロボリュウム マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み
TF-300-L-R-S-J	10 μ l マイクロボリュウム マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み (小口パック)

変更時期

2023年8月31日以降製造分より順次

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上