

2023年10月2日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® CellCube® システム発売のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、10月2日（月）にCorning CellCube システムを発売いたします。なお、本製品に関するお問い合わせは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

記

発売日：2023年10月2日(月)

カタログ 番号	受注 発注 品	製品名	メーカー希望 小売価格(円)
3200	○	Corning CellCube 10層 細胞培養表面処理済み	130,000
3201	○	Corning CellCube 25層 細胞培養表面処理済み	75,000
3304	○	Corning CellCube 25層 CellBIND 表面	90,000
3264	○	Corning CellCube 100層 細胞培養表面処理済み	280,000
3032	○	Corning CellCube 100層 CellBIND 表面	340,000
3231	○	Corning CellCube 10層 細胞培養表面処理済み 6インチ シリコンチューブと 無菌コネクタ付き 滅菌済み	150,000
3232	○	Corning CellCube 25層 細胞培養表面処理済み 6インチ シリコンチューブと 無菌コネクタ付き 滅菌済み	88,000
3233	○	Corning CellCube 100層 細胞培養表面処理済み 6インチ シリコンチューブと 無菌コネクタ付き 滅菌済み	290,000

カタログ 番号	受注 発注品	製品名	メーカー希望 小売価格(円)
3234	○	Corning® CellCube® T-チュービングマニユールド ミディアムフィルター 2×滅菌コネクタ 滅菌済み	128,000
3235	○	Corning CellCube ダブル T-チュービングマニユールド 3/8” ID 熱可塑性チューブ クロスコネクション 4×無菌コネクタ 滅菌済み	112,000
3236	○	Corning CellCube チュービングマニユールド 3/8” ID 熱可塑性チューブ クロスコネクション 4×無菌コネクタ 滅菌済み	160,000
3237	○	Corning CellCube チュービングアダプター 3/8”ID 熱可塑性チューブ メス MPC 無菌コネクタ 滅菌済み	40,000
3238	○	Corning CellCube チュービングアダプター 3/8”ID 熱可塑性チューブ オス MPC 無菌コネクタ 滅菌済み	40,000
92341	○	Corning CellCube プロダクションカート	2,600,000

受注発注品のためご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。予めご了承ください。

特長

- ▶ Corning CellCube システムは、接着依存性細胞の大量培養を実現するコンパクトな灌流ベースの培養容器です。
- ▶ プレート両面に表面処理を施すことで、同じ設置スペースで利用可能な表面積が2倍になります。
- ▶ ポリカーボネート製の外枠とエンドプレートで強度と長期的信頼性を確保します。
- ▶ 流量調節オリフィスとディレクターが培地を均一に循環させます。
- ▶ 8,500 cm²から85,000 cm²へのスケールアップは直線的で、同じポンプとコントローラーを使用するため効率を高めます。



以上