

2023年10月10日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® 三角フラスコ 8 製品 製造国変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning 三角フラスコ 8製品の製造国がアメリカから韓国へ変更となりますことをご案内申し上げます。本変更は、製品の安定的な供給を目的としたものです。

両拠点で製造される同一カタログ番号の製品は、同一の仕様、同一の性能基準で製造されます。形状、寸法、製品ラベルの仕様にわずかな違いがありますが、製品自体の材質、性能、価格に変更はございません。

敬具

記

対象製品

製品番号	カタログ番号
430183	三角フラスコ 250 mL フラットトップキャップ
430421	三角フラスコ 125 mL フラットトップキャップ
430422	三角フラスコ 500 mL フラットトップキャップ
431143	三角フラスコ 125 mL ベントキャップ
431144	三角フラスコ 250 mL ベントキャップ
431145	三角フラスコ 500 mL ベントキャップ
431146	三角フラスコ 1000 mL フラットトップキャップ
431147	三角フラスコ 1000 mL ベントキャップ

変更点

変更点	既存	新規
製造拠点	アメリカ	韓国
製造工程	既存の機械と既存の工程	新しい機械と新しい工程
滅菌方法 (SAL の保証は変更なし)	ガンマ線照射滅菌	電子線照射滅菌
パッケージに記載される 情報	”Made in USA” non-pyrogenic symbol の記載 なし Copyright が古い (Appendix A、B、左側)	”Made in Korea” non-pyrogenic symbol 追加 copyright が 2022 に更新 (Appendix A、B、右側)
キャップ	変更なし	変更なし
フラスコ底面		わずかに凹んでいる (仕様内)
高さ		250mL 三角フラスコのみ 1.5mm ほど低い

新しい機械と製造工程の検証を行い、製品の主要な仕様と性能が変更前と同等であることを確認しました。製品の品質証明書(the Certificate of Compliance)の記載内容に変更はありません。


変更時期

2023 年 11 月頃から順次

※入荷のタイミングにより、アメリカ製と韓国製が前後して出荷される場合がございます。ご了承ください。



Appendix A : 袋の印刷

- Made in USAからMade in Koreaへ変更
- Copyrightが2022に変更



Appendix B : 外箱

- Made in USAからMade in Koreaへ変更
- Copyrightが2022に変更
- ノンパイロジェニックのシンボルが追加



なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上