

2023年12月4日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**Corning® フラスコおよびディッシュ一部製品 滅菌方法追加の  
ご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning フラスコおよびディッシュの一部製品で滅菌方法が下記の通り追加となりますことをご案内申し上げます。

製品の仕様、原材料、滅菌保証レベル（SAL）に変更はありません。

敬具

記

**変更内容**

変更前：ガンマ線照射滅菌

変更後：ガンマ線照射滅菌、または電子線照射滅菌

いずれの方法も、ANSI/AAMI/ISO 11137に準拠しており、滅菌方法として有効であると世界的に認められています。

**対象製品**

カタログ番号	製品名
430641U	U型フラスコ 75cm <sup>2</sup> カントネックベントキャップ
430720U	U型フラスコ 75cm <sup>2</sup> カントネックプラグシールキャップ
430725U	U型フラスコ 75cm <sup>2</sup> カントネックフェノールキャップ
431464U	U型フラスコ無処理 75cm <sup>2</sup> カントネックベントキャップ
430823	フラスコ 150cm <sup>2</sup> カントネックプラグシールキャップ
430824	フラスコ 150cm <sup>2</sup> カントネックフェノールキャップ
430825	フラスコ 150cm <sup>2</sup> カントネックベントキャップ

431079	フラスコ 175cm <sup>2</sup> アングルネックプラグシールキャップ
431080	フラスコ 175cm <sup>2</sup> アングルネックベントキャップ
431081	フラスコ 225cm <sup>2</sup> アングルネックプラグシールキャップ
431082	フラスコ 225cm <sup>2</sup> アングルネックベントキャップ
431085	フラスコ 175cm <sup>2</sup> アングルネックフェノールキャップ
431306	フラスコ 175cm <sup>2</sup> アングルネックベントキャップバーコード付き
431466	フラスコ無処理 175cm <sup>2</sup> アングルネックベントキャップ
431465	フラスコ無処理 150cm <sup>2</sup> カントネックベントキャップ
430165	ディッシュ細胞培養表面処理済み 35mm
430166	ディッシュ細胞培養表面処理済み 60mm
430196	ディッシュ細胞培養表面処理済み 60mm (2mm グリッド付)
430293	ディッシュ細胞培養表面処理済み 100mm (10 枚包装)
430588	ディッシュ無処理 35mm
430589	ディッシュ無処理 60mm
430597	ディッシュ無処理 150mm
430599	ディッシュ細胞培養表面処理済み 150mm
431110	スクエアディッシュ細胞培養表面処理済み
431111	スクエアディッシュ無処理
431272	スクエアディッシュ無処理
431301	スクエアディッシュ無処理

### 変更時期

2024年1月頃を予定

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上