

2023年4月3日

代理店各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**PYREX® 広口メジュームびん注意事項のカタログ記載内容誤表記
のお詫びと訂正**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご拡販いただき誠にありがとうございます。

さて、2023年4月発行Corning 総合カタログについて、PYREX 広口メジュームびんの注意事項の記載内容に誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正をさせていただきます。

敬具

記

訂正箇所

K5ページ 1395 PYREX 広口メジュームびんの注釈

K6ページ 1395 PYREX 広口メジュームびん 赤耐熱キャップ付の注釈

- (誤) 2L以上の広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。
- (正) 広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。

以上