

2023年6月12日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® スナップウェル製品のポリエステル製メンブレン変更の
ご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning スナップウェルの一部製品について、使用されているポリエステル製メンブレンが変更となりますのでご案内申し上げます。製品仕様、製造工程、品質基準に変更はございません。

敬具

記

変更内容

0.4 μm ポリエステル製メンブレンが変更になります。

変更後のメンブレンはバリデーション済みで、現在のメンブレン基準を満たすことを確認しています。

項目	変更前のメンブレン	変更後のメンブレン
ポアサイズ (μm)	<0.4	0.4 \pm 0.06
ポア密度 (ポア/ cm^2)	3.4 - 4.6 x 10 ⁶	3.4 - 4.6 x 10 ⁶
厚さ (μm)	9.0 - 13.5	10 - 14

対象製品

カタログ番号	製品名
3801	スナップウェルクリアー 6 ウェル 0.4 μm

変更時期

変更前メンブレンで製造した最終ロットは 27022042 です。これより後のロットから変更となります。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上