

2022年8月22日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Axygen® シーリング製品 一部製品 接着剤変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Axygen シーリング製品の一部について、原材料の供給不安定によりアクリル製接着剤が変更となりますことをご案内申し上げます。

本変更は製品の安定供給を目的としたものです。本変更に伴うカタログ番号や接着剤以外の材料（ポリエステル製フィルム、剥離ライナー）、厚み、仕様、製造方法、試験方法、使用方法、保管条件、使用期限、価格に変更はございません。

敬具

記

変更内容

アクリル製接着剤が同等品に変更になります。
組成が若干異なりますが、変更前の接着剤と比較して変更後の接着剤は、ウェルごとの密閉度合い、蒸発のコントロールが同等である点を含め、同等またはそれ以上の性能であることを確認済みです。

試験内容および結果

試験項目	試験内容	結果のまとめ	評価
接着	ポリスチレンに対する 90 度剥離試験	変更前と同等	合格
蒸発	所定期間の常温保存	変更前よりも若干蒸発性が改善	合格
機能	貼付及び剥離の定性試験	変更前と同等	合格

対象製品

カタログ番号	製品名
PCR-SP	アキシシール ポリエステル製
PCR-SP-S	アキシシール ポリエステル製 滅菌済み
PCR-TS	サイクラーシール ポリプロピレン製 60 μm

変更時期

2022年7月製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上