

2022年1月31日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® 3L 三角フラスコキャップ鋳型変更に関するご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning 3L 三角フラスコキャップ鋳型が変更されることをご案内申し上げます。

本変更は、製品の安定供給を目的としています。製品自体の仕様に変更はありません。

敬具

記

変更点

3L 三角フラスコのキャップの鋳型変更により、キャップの製造工程の改善を行い、生産量を増加しました。この変更は、フラットタイプ、ベントタイプの両方に適用されます。

キャップの形状自体にはほとんど変更はありません（図1、図2）。フラットキャップのインジェクションゲートの位置は、図1の上段のように、従来のオフセンターからセンターに移動しました。また、鋳型の改善により、小さなゲートの跡が残っています。

なお、製品の適合性、機能、製造場所、原産国、製造方法、品質検査の方法、その他カタログ番号については、変更はありません。

対象製品

カタログ 番号	製品名
431252	三角フラスコ 3L
431253	三角フラスコ 3L バッフル付
431282	PETG 三角フラスコ 3L
431283	PETG 三角フラスコ 3L バッフル付
431514	三角フラスコ 3L トランスファーキャップ付き、 1/8 インチディップチューブ、オスルアーロック
431520	三角フラスコ 3L トランスファーキャップ付き、 1/4 インチディップチューブ、オスディスコネクト
431340	三角フラスコ 3L 交換用ベントキャップ
431363	三角フラスコ 3L 用交換用フラットキャップ
431448	三角フラスコ 3L 用トランスファーキャップ付き、 1/8 インチディップチューブ、オスルアーコネクタ付き
431449	三角フラスコ 3L 用トランスファーキャップ付き、 1/4 インチディップチューブ、オスディスコネクト付き

図 1：フラットキャップ比較

旧フラットキャップ(外側)



新フラットキャップ(外側)



旧フラットキャップ(内側)



新フラットキャップ(内側)



図 2 : ベントキャップ比較

旧ベントキャップ(外側)



新ベントキャップ(外側)



旧ベントキャップ(内側)



新ベントキャップ(内側)



変更時期

2022年2月製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上