

2022年1月31日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**Corning®およびAxygen® ピペッター シャフト仕様変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度CorningおよびAxygen ピペッターの一部製品について、シャフト仕様に変更となりますのでご案内申し上げます。ピペッター本体の機能、製造工場、検査方法に変更はありません。

敬具

記

**変更内容**

100  $\mu$ Lおよび200  $\mu$ L シングルチャンネルピペッターのシャフトが一体型から2ピースのネジ式シャフトに変更になります。



対象製品

カタログ番号	製品
AP-100-P	Axygen® Axypet® Pro シングルチャンネルピペッター 10-100 µL
AP-200-P	Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター 20-200 µL
6054	Corning® ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 10-100 µL
6055	Corning ラムダ エリートタッチ シングルチャンネルピペッター 20-200 µL

変更開始時期

2022年1月製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上