

2023年1月23日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**Corning® Elplasia® 12K フラスコ発売のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、1月23日（月）にCorning Elplasia 12K フラスコを発売いたします。なお、本製品に関するお問い合わせは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

## 記

発売日：2023年1月23日(月)

カタログ 番号	製品名	個/ケース	メーカー 希望小売 価格 (円)
4537	Corning Elplasia 12K フラスコ ラウンドボトム 超低接着表面	5	47,000

## 特長

- ▶ Corning 超低接着 (ULA) 表面
- ▶ 光学的に透明で、ガス透過性があり、自家蛍光が少ないポリスチレンフィルム
- ▶ 培地交換やフラスコ操作時の液流の影響を最小化する液体ダイバーター機能付き
- ▶ 80 cm<sup>2</sup>の表面積に152個/cm<sup>2</sup>のマイクロキャビティがあり、1個のフラスコに約12,000個の均一なサイズと形状のスフェロイドを形成
- ▶ 丸底
- ▶ マイクロキャビティの寸法は850 x 650 μm (上部直径 x 深さ)、スフェロイドのワーキングサイズは500 x 600 μm (直径 x 深さ)
- ▶ ワーキングボリュームは25~50 mL



以上