

2022年9月5日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® HyperStack® セルカルチャー容器 36段**
パッケージ変更に関するご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning HyperStack セルカルチャー容器 36段のパッケージが変更されることをご案内申し上げます。

本変更は、輸送中のダメージ改善を目的としています。製品自体の仕様に変更はありません。

敬具

記

変更点

箱の中の発泡パッドは、マニホールドとバースロック部分をより保護できるデザインにし直しました。それにより、新しい発泡パッドに対応するために、箱の高さを約2.54 cm 高くしました。

品質リスクアセスメントを実施し、パッケージの変更が、適合性、機能、製品設計、重要な製品属性、仕様、材料、滅菌方法、滅菌場所、無菌保証レベル(SAL) に影響しないことを確認しております。出荷試験の概要は表1を参照してください。

対象製品

カタログ番号	製品名
20036	Corning ハイパースタック 36 段 セルカルチャー容器 CellBIND 滅菌済み 個別包装
20037	Corning ハイパースタック 36 段 セルカルチャー容器 無処理 滅菌済み 個別包装

表 1：出荷試験検証データの概要

品質保証に重要な点	ロット合格基準	合否
目視検査	仕様に適合	合格
漏れ検査	仕様に適合	合格

変更時期

2022年6月以降製造分より順次

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上