

2020年9月23日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
 ライフサイエンス事業部

## Corning® 96ウェルハーフエリアマイクロプレート一部製品 外寸変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 96ウェル ハーフエリアマイクロプレート一部製品がフットプリントの改良により、SBS規格に一層合致するようになりましたことをご案内申し上げます。これまでの製品もSBS規格に準拠していますが、横幅の外寸がより基準値に近づきました。


変更後の製品の寸法と製品性能はバリデーション済みです。製品自体のその他の寸法、性能、仕様、原産国に変更はございません。

敬具

### 記

#### 変更点

横幅の図面上の記載が、3.365 インチ (85.48 mm) になります。



変更前

変更後

## 対象製品

カタログ 番号	製品名
3642	ハーフエリア 96 ウェルプレート白 NBS 非滅菌 フタなし
3686	ハーフエリア 96 ウェルソリッドプレート平底 黒 NBS 非滅菌 フタなし
3688	ハーフエリア 96 ウェルソリッドプレート平底 白 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付
3690	ハーフエリア 96 ウェルソリッドプレート平底 透明 高結合型 非滅菌 フタなし
3693	ハーフエリア 96 ウェルソリッドプレート平底 白 無処理 非滅菌 フタなし
3694	ハーフエリア 96 ウェルソリッドプレート平底 黒 無処理 非滅菌 フタなし
3695	ハーフエリア 96 ウェルソリッドプレート平底 透明 無処理 非滅菌 フタなし
3696	マルチプルウェルプレート 96 ウェルハーフエリア平底フタ付 (個別)
3697	ハーフエリア 96 ウェルソリッドプレート平底 透明 細胞培養表面処理済 み 滅菌済み フタ付
3875	ハーフエリア 96 ウェルソリッドプレート黒 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付
3992	ノンバイディングサーフェイス 96 ウェルハーフエリアプレート白 平底 フタなし
3993	ハーフエリア 96 ウェルソリッドプレート平底 黒 NBS 非滅菌 フタなし (5枚/包)

## 変更時期

2020年9月製造分よりを予定

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業  
 担当までお願い申し上げます。

以上