

2022年10月11日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**Corning® ミニバイオリアクター(カタログ番号 431720)の  
滅菌シール添付終了に関するご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning ミニバイオリアクター(カタログ番号 431720)の製品外袋に添付されている滅菌シールの添付を終了することをご案内申し上げます。

本変更は、製品自体の仕様に変更はありません。

敬具

記

**変更点**

製品外袋に添付されている滅菌シールの添付を終了することにしました。製品外袋に貼付されている他のラベルや適合証明書に記載されている情報により、製品が滅菌済みであることが保証されます。放射線滅菌された当社の製品は、ANSI/AAMI/ISO 11137「Sterilization of health care products - Radiation」の要件に従って定期的にモニターされ、線量測定を行っております。滅菌シールは、放射線処理が適切に行われていることの証明としては使用されておらず、他の追加情報も提供しないため添付を終了することとしました。製品外袋に貼られていた滅菌シールの写真は、Appendix Aでご確認ください。

本変更は、外袋に添付されていた滅菌シールの添付を終了するだけで、適合性、機能、または仕様に変更はありません。

**対象製品**

カタログ番号	製品名
431720	ミニバイオリアクター 50mL、ベントキャップ付き

## Appendix A : 製品外袋に添付されていた滅菌シール



### 変更時期

2022年10月以降製造分より順次

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上