

2021年9月21日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**Corning®ピペット一部製品 個別包装変更のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、2021年1月12日にご案内しました Corning ピペットの一部製品の個別包装仕様変更に関して、アップデートがありますのでご案内申し上げます。本変更に伴う製品自体の仕様やパッケージの密閉性、滅菌保証レベルに変更はございません。

敬具

## 記

**変更内容**

2021年4月以降よりオールプラスチック個別包装のパッケージを改良し、ストローラップ包装から、人間工学に基づいた開封のしやすいバナナピール包装へと変更しました。前回案内した製品のうち、4製品に関して変更が発生いたしました。

カタログ番号 4011、4012、4021 (1および2mLサイズ) は、外箱のサイズ、バッグ当たりの入数に変更となります。また、カタログ番号 4011、4021 (1および2mLサイズ)、4051 (5mLサイズ) については、一時的にShelf Life (有効期限) が1年間へと変更されます。有効期限が標準の3年間に戻りましたら、別途ご案内いたします。詳細は、次ページの表をご覧ください。

**対象製品**

カタログ番号	製品名
4011	ストリペット 1 mL 個別包装 (プラスチック包装)
4012	ストリペット 1 mL 個別包装 (プラスチック包装)
4021	ストリペット 2 mL 個別包装 (プラスチック包装)
4051	ストリペット 5 mL 個別包装 (プラスチック包装)

## 外箱サイズ

カタログ 番号	ピペット 容量	現在の外寸 縦 × 横 × 高さ (インチ)	変更後の外寸 縦 x 横 x 高さ (インチ)
4011	1 mL	15.9375 × 13.3125 × 11.625	15.9375 × 13.3125 × 15.625
4012	1 mL	15.9375 × 7.8125 × 5.125	15.9375 × 7.8125 × 6.6875
4021	2 mL	15.9375 × 13.3125 × 11.6251	15.9375 × 13.3125 × 15.625

## バック入数


カタログ番号	本/ケース	現構成		新構成	
		本/バッグ	バッグ/ ケース	本/バッグ	バッグ/ ケース
4011	1,000	100	10	50	20
4012	200	100	2	50	4
4021	1000	100	10	50	20

## 製品仕様

製品仕様	変更なし	変更あり
Quality System Certificate of Compliance Claims	○	
Non-pyrogenic	○	
USP Class VI Testing	○	
BSE/TSE Free	○	
RNase/DNase Free	○	
Sterility (SAL 10 <sup>-6</sup> )	○	
Volumetric Accuracy	○	
Shelf Life (4011, 4021, 4051 は一時的に 1 年間)		○
Quality Control Testing	○	

## ピペット個別包装

変更前 オールプラスチック



変更後 オールプラスチック



変更

### 時期

2021年10～11月の製造分からを予定

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上