

2022年12月19日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**Corning® トランズウェル製品のポリエステル製  
メンブレン変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corning トランズウェルの一部製品について、使用されているポリエステル製メンブレンが変更となりますのでご案内申し上げます。製品仕様、製造工程、品質基準に変更はございません。

敬具

記

**変更内容**

0.4 μm ポリエステル製メンブレンが変更になります。

変更後のメンブレンはバリデーション済みで、現在のメンブレン基準を満たすことを確認しています。

項目	変更前のメンブレン	変更後のメンブレン
ポアサイズ (μm)	<0.4	0.4 ± 0.06
ポア密度 (ポア/cm <sup>2</sup> )	3.4 - 4.6 x 10 <sup>6</sup>	3.4 - 4.6 x 10 <sup>6</sup>
厚さ (μm)	9.0 - 13.5	10 - 14

**対象製品**

カタログ番号	製品名
3378	トランズウェルインサート一体型 24 ウェル ポリエステルメンブレン 0.4 μm リザーバートレイなし
3379	トランズウェルインサート一体型 24 ウェル ポリエステルメンブレン 0.4 μm リザーバートレイ付
3450	トランズウェルクリアー6 ウェル 0.4 μm 細胞培養表面処理済み
3460	トランズウェルクリアー12 ウェル 0.4 μm 細胞培養表面処理済み
3470	トランズウェルクリアー24 ウェル 0.4 μm 細胞培養表面処理済み
7369	トランズウェルインサート一体型 96 ウェル 0.4 μm ポリエステルメンブレン

## 変更時期

2022年Q4 製造分からを予定

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上