

2022年9月12日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

Costar® ストリペットピペットおよびFalcon® ピペット製品の一部 滅菌方法変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 ダーラム工場で製造している一部ピペット製品の滅菌方法が下記の通り変更となりますことをご案内申し上げます。

製品のカタログ番号やデザイン、重要な製品特性、仕様、原料、製造拠点、滅菌施設、滅菌保証レベル（SAL）に変更はございません。

敬具

記

変更点

現行：ガンマ線照射滅菌

変更後：電子線照射滅菌

いずれの方法も、ANSI/AAMI/ISO 11137規格に基づき、業界で認められた放射線滅菌方法です。

対象製品

Costar® ストリペット ピペット製品

カタログ 番号	製品名
4101	ストリペット 10mL 個別包装 (プラスチック包装)
4251	ストリペット 25 mL 個別包装 (プラスチック包装)
4485	ストリペット 1 mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4486	ストリペット 2 mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4488	ストリペット 10 mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4490	ストリペット 50 mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
9016	アスピレーションピペット 2 mL、ペーパープラスチック包装
9186	アスピレーションピペット 2 mL

Falcon® ピペット製品

カタログ 番号	製品名
356507	ピペット アドバンテージ 2 mL 0.01 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
356521	ピペット アドバンテージ 1 mL 0.01 mL 目盛 綿栓付き
356525	ピペット アドバンテージ 25 mL 0.25 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
356535	ピペット アドバンテージ 25 mL 0.5 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛) エクステント追加目盛
356543	ピペット アドバンテージ 5 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
356550	ピペット アドバンテージ 50 mL 1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
356551	ピペット アドバンテージ 10 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357501	ピペット アスピレーション 5 mL 綿栓なし
357506	ピペット 1 mL 0.01 mL 目盛 綿栓付き(バルクパッケージ)
357507	ピペット 2 mL 0.01 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357508	ピペット 2 mL 0.01 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)
357515	ピペット 25 mL 0.25 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)
357521	ピペット 1 mL 0.01 mL 目盛 綿栓付き
357525	ピペット 25 mL 0.25 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357529	ピペット 5 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)
357530	ピペット 10 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(バルクパッケージ)
357535	ピペット 25 mL 0.5 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)エクステント追加目盛
357543	ピペット 5 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357550	ピペット 50 mL 1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357551	ピペット 10 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357558	ピペット アスピレーション 2 mL 綿栓なし
357600	ピペット 100 mL 1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)

変更時期

2022年9月6日以降製造分よりを予定

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上