

2021年6月7日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**Costar® 2 mL ピペット #4486 製造工場および仕様変更のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Costar 2 mL ピペット（カタログ番号：#4486）について製造工場および仕様変更になりますのでご案内申し上げます。

敬具

記

**変更内容**

ケネバンク工場に代わってダーラム工場での製造が開始され、これに伴い製品仕様変更となります。

- 1) ピペット仕様（Appendix I、Appendix II 参照）
- 2) 包装仕様（Appendix III 参照）
- 3) ロット番号表示（Appendix V 参照）

**対象製品**

カタログ 番号	製品名	変更開始 ロット
4486	ストリペット 2mL 個別包装（ペーパープラスチック包装）	1052004

**ダーラム工場製製品の出荷開始時期**

2021年7月中旬以降を予定

ロット番号表示の違い等がございますので、Product Description に変更がございます。（添付参照）

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上

## Appendix I: ピペットインク材質

	ケネバンク工場製	ダーラム工場製
インク (黒)	非紫外線硬化型	紫外線硬化型
インク (緑)	非紫外線硬化型	紫外線硬化型

## Appendix II: ピペット寸法 (単位 ; mm)

	ケネバンク工場製	ダーラム工場製
長さ	282.58	278.64
外径	6.27	5.21
チップ内径	1.63	2.08

## Appendix III: 包装仕様

構成品	ケネバンク工場製	ダーラム工場製
個包装パッケージの紙	CP 63 gsm	DS 60 gsm
個包装パッケージのプラスチック	3.5 mil EVA	4.0 mil LLDPE/ナイロン
個包装ロット表示 (Appendix V 参照)	印字	エンボス処理
二次包装バッグ	2 辺シーリング	3 辺シーリング
外箱	15.94 x 13.31 x 11.63 インチ	19.64 x 13.32 x 9.45 インチ
箱ラベル	3 x 4 インチ	3 x 6 インチ ケース番号は外箱に直接 印字されます (Appendix VI 参照)

## Appendix IV: 認定試験項目

ケネバンク工場製とダーラム工場製のピペットでは使用される樹脂に若干の違いがございますが、品質試験の結果はすべて同等であり、品質に変更はございません。

項目	試験方法	結果
ノンパイロジェニック	ANSI/AAMI ST72 および USP <85>	適合
USP クラス VI	USP <87>および USP <88>	適合
BSE/TSE	EMEA/410/01; Section 6.4	適合
RNase/DNase	ヌクレアーゼアッセイ	適合
滅菌 (SAL 10 <sup>-3</sup> )	ANSI/AAMI/ISO 11137	適合
有効期限 (3 年)	自社方法	適合

## Appendix V: ダーラム工場製製品のロット番号表示

### エンボス処理のロット番号表示見本



ロット番号表示:

ロット番号は7桁になります。最初の1桁が西暦の最後の桁です。次の3桁は製品が製造された日時を表します。最後の3桁は各ロットの識別番号です。

(例えばロット番号 7316016 は、2017年11月12日製造となります)

## Appendix VI: ダーラム工場製製品の外箱アートワーク

1. 製造工場の住所が 1 Becton Circle Durham, NCに変わり、外箱アートワークに記載されます。
2. 下図の点線で囲まれた文言は外箱上面から削除されます。
3. ケース番号は外箱に印字されます。(現行品はラベル上に記載)

