

2022年1月31日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Falcon® 一部ポリプロピレン製ラウンドボトムチューブ製品**
チューブ壁の厚み一時変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、下記Falcon ポリプロピレン製ラウンドボトムチューブの製造に使用している鋳型に、チューブの壁の厚みに影響を与える不具合が発見されました。その鋳型を用いて製造された製品に技術的なテスト（遠心分離、真空、極端な温度下でのテスト）を行い、その結果、機能的な性能に影響がないことを確認しました。鋳型を修理している間の供給を確保するため、短期間厚みの異なるチューブを供給いたします。

製品および包装の原料に変更はなく、製品の形状、適合性、機能性に変更はありません。また、製造中/製造後の検査に変更はありません。変更後の製品のバリデーションは完了しており、製品仕様や機能性に変更がないことを確認済みです。

敬具

記

変更点

チューブ壁の厚みが一時的に変更となります。

対象製品

カタログ番号	製品名
352006	ラウンドチューブ 14 mL ポリプロピレン ツーポジションキャップ付き
352018	ラウンドチューブ 14 mL ポリプロピレン キャップなし
352059	ラウンドチューブ 14 mL ポリプロピレン ツーポジションキャップ付き

変更時期

2022年1月製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上