

2022年9月5日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**PYREX® メスピペット一部製品の公差変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 PYREX メスピペット（穴大）について、公差が変更となりますのでご案内申し上げます。原材料、品質基準、包装仕様に変更はありません。

敬具

記

**変更内容**

公差が変更になります。本変更は社内のISO/IEC-17025認定ラボでバリデーション済みです。

**対象製品と公差**

カタログ 番号	製品	変更前公差 (mL)	変更後公差 (mL)
7087-5	PYREX メスピペット(先端目盛、穴大) 5mL	0.1	0.04
7087-10	PYREX メスピペット(先端目盛、穴大) 10mL	0.1	0.06
7087-25	PYREX メスピペット(先端目盛、穴大) 25mL	0.2	0.1

**変更開始時期**

2022年8月製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上