

# ピペッター校正サービス

CORNING

正確で再現性の高い測定結果を得るためにはピペッターの適切なメンテナンスが重要です。コーニングではピペッターを安心してご使用いただくために校正サービスを行っております。校正サービスはコーニングの認定施設で実施し、JCSS校正とISO検査からお選びいただけます。

## 校正サービスメニュー

JCSS校正とは、ISO/IEC 17025に適合した校正内容で、国際的に認められたピペットの規格であるISO 8655に準拠した衡量法で行います。

ISO検査とは、ISO 8655に適合した検査内容で、国際的に認められたピペットの規格であるISO 8655に準拠した衡量法で行います。

	校正種類	受入校正	料金 (円)
シングルチャンネル	JCSS校正	あり	25,000
		なし	16,000
	ISO検査	あり	13,000
		なし	10,000
8チャンネル	JCSS校正	あり	66,000
		なし	42,000
	ISO検査	あり	38,000
		なし	27,000
12チャンネル	JCSS校正	あり	82,000
		なし	52,000
	ISO検査	あり	47,000
		なし	33,000
トレーサビリティ証明書			6,800
分解清掃時の部品交換※			1,500

※分解清掃はご希望に応じて実施します。分解清掃時に部品交換が必要となった場合、交換費用を別途請求させていただきます。

## ご依頼方法

### お客様

代理店様へご依頼ください。

代理店様へ校正器物をお渡しになる際に、必ず記入済みのデコンタミネーションフォームを添付してください。デコンタミネーションフォームが添付されていない場合はご依頼をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

デコンタミネーションフォームはこちらからダウンロードできます。

[www.corning.com/pipettor-calibration](http://www.corning.com/pipettor-calibration)

※お見積りのご依頼はお受けいたしかねますので、ご容赦ください。修理保証期間内であっても校正サービスは有償となります。

## 対象製品

Corning® ラムダ プラス  
シングルチャンネルピペッター  
(カタログ番号 4070~4075)



Corning ラムダ プラス  
8チャンネルピペッター  
(カタログ番号 4080~4083)



Corning ラムダ プラス  
12チャンネルピペッター  
(カタログ番号 4084~4087)



### 代理店様

下記ウェブサイトの校正サービス依頼フォームよりご依頼ください。

[www.corning.com/pipettor-calibration](http://www.corning.com/pipettor-calibration)

入力完了後、確認メールをお送りしますので、確認メールのプリントアウトと、お客様にご記入いただいたデコンタミネーションフォームを同封し校正器物を以下までご送付ください。校正証明書は日本校正センターより発行および送付いたしません。

### 校正器物送付先

株式会社日本校正センター 営業部宛  
〒215-0021

神奈川県川崎市麻生区上麻生3-16-8

TEL : 044-322-9128

Corning ラムダ エリートタッチ  
シングルチャンネルピペッター  
(カタログ番号 6050~6056)

Corning ラムダ エリートタッチ  
8チャンネルピペッター  
(カタログ番号 6057~6060)

Corning ラムダ エリートタッチ  
12チャンネルピペッター  
(カタログ番号 6061~6064)



Axygen® Axypet® Pro  
シングルチャンネルピペッター  
(カタログ番号 AP-シリーズ)

Axygen Axypet Pro  
8チャンネルピペッター  
(カタログ番号 AP-8-シリーズ)

Axygen Axypet Pro  
12チャンネルピペッター  
(カタログ番号 AP-12-シリーズ)



- ・保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床又は診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。
- ・価格は2021年2月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・ For a listing of trademarks, visit [www.corning.com/lifesciences/trademarks](http://www.corning.com/lifesciences/trademarks).
- ・ All other trademarks in this document are the property of their respective owners.

# CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ7階

Tel:03-3586-1996 Fax:03-3586-1291

[www.corning.com/lifesciences](http://www.corning.com/lifesciences)

[CLSJP@corning.com](mailto:CLSJP@corning.com)

技術サポートへのお問い合わせは

Tel:03-3586-1268

[ScientificSupportJP@corning.com](mailto:ScientificSupportJP@corning.com)