

平成27年11月02日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Axygen® 「5mLマイクロチューブ」発売のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、11月16日(月)よりAxygen® 「5mLマイクロチューブ」を発売いたします。なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

発売開始日:平成27年11月16日

カタログ番号	製品名	容量	個/パック	個/ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
MCT-500-C	5.0ml スナップロックマイクロチューブ 透明	5 mL	250	1,250	23,500
MCT-500-X	5.0ml スナップロックマイクロチューブ 琥珀色	5 mL	250	1,250	27,700

特長:

- ▶ 最大 14,000 RCF での遠心が可能
- ▶ フロスト仕上げのキャップ
- ▶ 確実に密閉できるスナップロックキャップは、開閉も容易
- ▶ RNase- / DNase- フリーを保証
- ▶ ノンパイロジェニック
- ▶ チューブ側面は記入用にフロスト処理済
- ▶ 0.5 mL 単位の目盛り付き
- ▶ 透明とアンバー(遮光タイプ)から選択
- ▶ 121℃ でのオートクレーブ可
(15 psi で 15 分間)



以上

© 2015 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

コーニングインターナショナル株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
電話番号:03-3586-1996(代)