

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Axygen® Agilent用オートメーションチップ製品ラインナップ追加のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品の販売にご尽力頂き誠に有難うございます。

さてこのたび、4月17日(月)よりAxygen Agilent用オートメーションチップのマキシマムリカバリータイプを発売いたします。なお、本製品に関するお問合せは、弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記


発売開始日:平成29年4月17日

カタログ番号	製品名	本/パック	包装	本/ケース	メーカー希望小売価格 (円)
VT-384-5-L-R*	5μL Vprep 用チップ マキシマムリカバリー	384	10 ラック x 5 パック	19,200	573,500
VT-384-5-L-R-S*	5μL Vprep 用チップ 滅菌済み マキシマムリカバリー	384	10 ラック x 5 パック	19,200	627,500
VT-384-10-L-R*	10μL Vprep 用チップ マキシマムリカバリー	384	10 ラック x 5 パック	19,200	573,500
VT-384-10-L-R-S*	10μL Vprep 用チップ 滅菌済み マキシマムリカバリー	384	10 ラック x 5 パック	19,200	627,500
VT-384-31-L-R*	30μL Vprep 用チップ マキシマムリカバリー	384	10 ラック x 5 パック	19,200	573,500
VT-384-31-L-R-S*	30μL Vprep 用チップ 滅菌済み マキシマムリカバリー	384	10 ラック x 5 パック	19,200	627,500
VTF-384-15-L-R-S*	15μL Vprep 用チップ フィルター付き 滅菌済み マキシマムリカバリー	384	10 ラック x 5 パック	19,200	766,000
VT-384-70-L-R*	70μL Vprep 用チップ マキシマムリカバリー	384	10 ラック x 5 パック	19,200	573,500
VT-384-70-L-R-S*	70μL Vprep 用チップ 滅菌済み マキシマムリカバリー	384	10 ラック x 5 パック	19,200	627,500
VTF-384-50-L-R-S*	50μL Vprep 用チップ フィルター付き 滅菌済み マキシマムリカバリー	384	10 ラック x 5 パック	19,200	766,000

*特別注文品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

特長:

- ▶ 液切れの良いマキシマムリカバリータイプ
- ▶ チップフォーマット:384チップ
- ▶ チップ容量範囲:5 μ L - 70 μ L
- ▶ RNase/DNase/ヒトgDNAフリー
- ▶ ノンパイロジェニック
- ▶ フィルター付き/なし
- ▶ 滅菌済み/なし
- ▶ 対応機種:Agilent® Velocity11 VPrep, Bravo
- ▶ 対応ヘッドタイプ:384LT, 96LT, 16LT
- ▶ ラックフォーマット:ANSI/SLAS規格



以上