

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<< Axygen® ロングリーチチップ発売のお知らせ >>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、12月4日(月)よりAxygen ロングリーチチップを発売いたします。なお、本製品に関するお問合せは、弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

発売開始日:平成 29 年 12 月 4 日

カタログ番号	製品名	包装	メーカー希望 小売価格 (円)
T-10XT-C	10μL ロングリーチチップ 透明 バルク	1000 本 × 10 パック	27,000
T-10XT-C-R-S	10μL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	96 本 × 10 ラック × 5 パック	31,200
T-200XT-C	200μL ロングリーチチップ 透明 バルク	1000 本 × 10 パック	31,000
T-200XT-C-R-S	200μL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	96 本 × 8 ラック × 5 パック	25,000
T-1000XT-C	1000μL ロングリーチチップ 透明 バルク	768 本 × 10 パック	28,000
T-1000XT-C-R-S	1000μL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み	96 本 × 8 ラック × 5 パック	31,600
T-10XT-C-J	10μL ロングリーチチップ 透明 バルク (小口パック)	1000 本 × 1 パック	2,900
T-10XT-C-R-S-J	10μL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み(小口パック)	96 本 × 10 ラック × 1 パック	6,800
T-200XT-C-J	200μL ロングリーチチップ 透明 バルク (小口パック)	1000 本 × 1 パック	3,400
T-200XT-C-R-S-J	200μL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み(小口パック)	96 本 × 8 ラック × 1 パック	5,500
T-1000XT-C-J	1000μL ロングリーチチップ 透明 バルク (小口パック)	768 本 × 1 パック	3,000
T-1000XT-C-R-S-J	1000μL ロングリーチチップ 透明 ラック入り 滅菌済み(小口パック)	96 本 × 8 ラック × 1 パック	6,900



特長:

- ▶ 細身で長い形状
- ▶ 容量が目視できる目盛り線付き
- ▶ RNase/DNase フリーおよびノンピロジェニック
- ▶ オートクレーブ可能(121℃、15分)
- ▶ 多様なパッケージサイズ
- ▶ ISO14644-1クラス8 認証施設にて製造
- ▶ US FDA USPクラスVI適合の原料を使用
- ▶ 製造工程では、原料のセントラルフィーディングシステムを採用し、外部からのコンタミネーションを防止

以上