

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Axygen®「自動化対応PCRプレート」発売のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、2月15日(月)よりAxygen「自動化対応PCRプレート」を発売いたします。なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

発売開始日:平成28年2月15日

カタログ番号	製品名	容量	個/パック	個/ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96-HS-AC-C	Axygen 96 ウェル、ハーフスカート、 自動化対応 PCR プレート、透明、滅菌なし	200 μ L	10	50	33,600



特長:

- ▶ 切れ目付きの硬質フレームにより、サーマルサイクリング中の歪みを抑え、フラットな形状を保持
- ▶ 特殊なデザインのウェルのリムがシーリングの密着性を高め、蒸発を防止
- ▶ サンプルの識別を容易にするグリッドライン、透明度の高いウェル、そして黒印字の座標番号
- ▶ 主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーへ対応
- ▶ 薄壁のウェルにより、短時間で均一な熱伝導を可能にし、PCR反応が効率化
- ▶ ノンパイロジェニック
- ▶ RNase/DNaseフリー
- ▶ PCR阻害剤およびヒトDNAフリー

以上