

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Axygen®「自動化対応PCRプレート」ラインナップ追加のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、7月11日(月)よりAxygen「自動化対応PCRプレート」のカラーバリエーションを発売いたします。なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

発売開始日:平成28年7月11日

カタログ番号	製品名	容量	個/パック	個/ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
PCR-96-HS-AC-B*	96 ウェル PCR プレート 0.2ml 自動化対応 ハーフスカート 青	200 μ L	10	50	33,600
PCR-96-HS-AC-G*	96 ウェル PCR プレート 0.2ml 自動化対応 ハーフスカート 緑	200 μ L	10	50	33,600
PCR-96-HS-AC-R*	96 ウェル PCR プレート 0.2ml 自動化対応 ハーフスカート 赤	200 μ L	10	50	33,600
PCR-96-HS-AC-W*	96 ウェル PCR プレート 0.2ml 自動化対応 ハーフスカート 白	200 μ L	10	50	33,600
PCR-96-HS-AC-Y*	96 ウェル PCR プレート 0.2ml 自動化対応 ハーフスカート 黄	200 μ L	10	50	33,600

*特別注文品のため入荷までお時間をいただく場合がございます。

特長:

- ▶ 切れ目付きの硬質フレームにより、サーマルサイクリング中の歪みを抑え、フラットな形状を保持
- ▶ 特殊なデザインのウェルのリムがシーリングの密着性を高め、蒸発を防止
- ▶ サンプルの識別を容易にするグリッドライン、透明度の高いウェル、そして黒印字の座標番号
- ▶ 主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応
- ▶ 薄壁のウェルにより、短時間で均一な熱伝導を可能にし、PCR反応を効率化
- ▶ ノンパイロジェニック
- ▶ RNase/DNaseフリー
- ▶ PCR阻害剤およびヒトDNAフリー



以上