

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Corning® 5L三角フラスコトランスファーキャップ販売のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、11月2日(月)より、「Corning® 5L三角フラスコトランスファーキャップ」を発売致します。本製品は、5L三角フラスコのラインナップ追加となります。

無菌トランスファーキャップは、送液中におこりうる偶発的なコンタミネーションを避けるための製品です。トランスファーキャップには、2つのポートがついています。1つのポートには0.2 μ mフィルターが接続され、別のポートには、化学的耐性のあるフレキシブルヒートシールチューブにオス型ポリカーボネート製コネクターが接続されています。三角フラスコ内のチューブはフラスコ底まで届くようになっており、フラスコ内の溶液を完全に送液することができます。

キャップのみもしくは平底、またはバツフル付のフラスコに装着した仕様からお選びいただけます。すべての製品は滅菌済み、個別包装、2重バックになっています。



なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店様、または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

カタログ 番号	製品名	個/パック	個/ケース	希望小売価格 (円)
11501	5L 三角フラスコ トランスファーキャップ付 バッフルなし	個別包装	2	96,000
11502	5L 三角フラスコ トランスファーキャップ付 バッフル付	個別包装	2	97,000
11500	5L 三角フラスコ用 トランスファーキャップ	個別包装	4	90,000

発売開始日：平成 27 年 11 月 2 日(月)

以上