

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Corning® 75cm²フラスコ デザイン変更のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、「Corning® 75cm² フラスコ」のデザインが変更となります。変更内容は下記の通りです。



左側:デザイン変更後のU型フラスコ、右側:既存フラスコ

デザイン変更後のCorning® 75cm² U型フラスコの特長

- 培養面積: 75cm²
- 角の少ないデザインでスクレイピングが容易
- 握りやすく、キャップの操作が容易
- 培地回収に便利なフラスコ底のピペット用くぼみ
- 最大50mLのピペットまで使用可能
- 安定して積み重ねできるデザイン
- USPクラスVI ポリスチレン製
- cGMPに準拠した施設での製造

デザイン変更該当製品

カタログ番号	製品名
3290	CellBIND®フラスコ 75cm ² カントネック ベントキャップ付
3814	超低接着表面フラスコ 75cm ² カントネックベントキャップ付

在庫がなくなり次第、新しいデザインに切り替わっていきます。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具