

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

<<Corning® インサート一体型96ウェル トランズウェル  
0.4 μm ポリエステルメンブレン販売のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、6月1日(月)より、「Corning® インサート一体型 96ウェル トランズウェル 0.4 μm ポリエステルメンブレン」を発売致します。本製品は、パーミアブルサポート製品のインサート一体型 96ウェル トランズウェルのラインナップ追加となります。

インサート一体型96ウェルでは、トレイとインサートが一体型になって96ウェルのフォーマットとなっています。このトレイは、ロボット操作に適しており、96個のインサートを一度に取り扱う事ができます。本製品は、96ウェルインサートプレートとオープンリザーバープレートのパックとフタ付きの96ウェルレシーバープレートのパックがセットになっています。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

(記)

カタログ 番号	製品名	個/パック	個/ケース	希望小売 価格(円)
7369	トランズウェルインサート一体型96ウェル 0.4 μm ポリエステルメンブレン	5	5	128,800

発売開始日：平成 27 年 6 月 1 日(月)

以上