

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部<<Corning® 75cm² U型フラスコ 販売のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、1月19日(月)より、「Corning® 75cm² U型フラスコ」を発売致します。本製品は、コーニングの既存フラスコを改良したもので、U型デザインが特徴です。細胞培養環境は従来品と同様に保持したままで、使い勝手を向上しました。角の数を減らし、なで肩にすることで、スクレーパーによる細胞の回収が容易になりました。人間工学に基づいた新しいデザインは、握りやすく、キャップの開閉も容易です。フラスコの底に新たにつけられたなだらかなくぼみは、ピペット(50mLまで使用可能)を使った培地の出し入れの際に役立ちます。

本製品の発売開始に伴い、既存のCorning 75cm²フラスコは在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。既存フラスコは十分な在庫をご用意しておりますが、お早めに既存デザインから新デザインのU型フラスコに切り替えていただくようよろしくお願い申し上げます。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

(記)

カタログ 番号	製品名	包装	ケース	希望小売価格(円)		既存フラスコ カタログ番号
				単価	ケース価格	
430641U	U型フラスコ 75cm ² カントネックベントキャップ	5	100	409	40,900	430641
430720U	U型フラスコ 75cm ² カントネックプラグシールキャップ	5	100	387	38,700	430720
430725U	U型フラスコ 75cm ² カントネックフェノールキャップ	5	100	387	38,700	430725
431464U	U型フラスコ無処理 75cm ² カントネックベントキャップ	5	100	409	40,900	431464

発売開始日：平成27年1月19日(月)



左側：新製品U型フラスコ、右側：既存フラスコ

Corning® 75cm² U型フラスコの特長

- 培養面積: 75cm²
- 角の少ないデザインでスクレイピングが容易
- 握りやすく、キャップの操作が容易
- 培地回収に便利なフラスコ底のピペット用くぼみ
- 最大50mLのピペットまで使用可能
- 安定して積み重ねできるデザイン
- USPクラスVI ポリスチレン製
- cGMPに準拠した施設での製造

以上