

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

## <<Costar® ストリペット パッケージ素材変更のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、Costar ストリペットの一部製品についてパッケージ素材が変更になりますのでご案内申し上げます。本変更に伴う製品自体の仕様の変更はありません。

### 変更内容

Costar ストリペットのペーパー / プラスチック包装に使用される紙素材がポリコート紙から Arjowiggins Ethypel™に変更となります。Arjowiggins Ethypelは医療業界で使用されているダイレクトシール紙です。

### 変更該当製品

カタログ番号	製品名
4485	ストリペット 1mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4486	ストリペット 2mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4487	ストリペット 5mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4488	ストリペット 10mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4489	ストリペット 25mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4490	ストリペット 50mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4491	ストリペット 100mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
7000	ストリペット 100mL トリプルパック
7015	ストリペット 10mL トリプルパック
7016	ストリペット 25mL トリプルパック
7017	ストリペット 50mL トリプルパック
7042	ストリペット 2mL トリプルパック
7045	ストリペット 5mL トリプルパック
9016	アスピレーションピペット 2mL、ペーパープラスチック包装

## 変更開始時期

2016年11月製造分からの変更を予定しています。

第三者機関において以下のバリデーション試験を実施しています。すべての項目について規格への適合を確認済みです。

試験	結果
Bioburden (ANSI/AAMI/ISO 11137-2 and ANSI/AAMI/ISO 11737-1)	合格
RNase and DNase	合格
Sterility Test (ANSI/AAMI/ISO 11137-2)	合格
Pyrogen (ANSI/AAMI ST 72)	合格
BSE / TSE (EMEA 410/01) or Animal Free	合格
Transportation (ISTA 1A)	合格

なお、本製品の出荷などにかかわるお問い合わせは弊社のカスタマーサービス(03-3586-1996)へ、その他のお問い合わせは技術サポート(03-3586-1268)までお問い合わせください。

敬具