

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部Corning® 1536ウェル スフェロイドプレート発売のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、7月30日(月)より、「Corning® 1536ウェル スフェロイドプレート」にラインナップが追加されます。本製品は、新しい独自のデザインの透明丸底と黒いウェル壁面の1536ウェルマイクロプレートで、1枚のプレート内で三次元多細胞性スフェロイド作成と解析を行うことができます。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店担当営業、または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

カタログ 番号	製品名	包装	1ケース	単価(円)	ケース 価格(円)
4527	1536 ウェル スフェロイドプレート	10枚/包	50枚	9,500	475,000

発売開始日：2018年7月30日(月)

以上

