

2018年6月18日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部**Corning® 1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル**
キャップデザイン変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度「Corning 1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル」のキャップデザインが変更になりますことをご案内申し上げます。変更内容は下記の通りです。

敬具

記

変更内容

キャップ上部の1 mm の突起(リング)がなくなることに伴い、クライオジェニックバイアルの高さがわずかに低くなります。この変更により、キャップの高さおよびクライオバイアルの底からキャップ上部までの高さが1 mm 低くなります。

対象製品

カタログ番号	製品名
8670	1D/2D バーコード付きクライオジェニックバイアル内ネジキャップ丸底自立型 2.0 mL
8672	1D バーコード付きクライオジェニックバイアル内ネジキャップ丸底自立型 2.0 mL

変更時期

次回製造分より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上