

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Costar[®] ストリペットおよびアスピレーションピペット(1mL、2mL)仕様変更のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 1mL、2mLのCostar ストリペットおよびアスピレーションピペットについて寸法が変更となりますのでご案内申し上げます。変更内容は下記の通りです。

変更該当製品

カタログ番号	製品名
4010	ストリペット 1mL バルク包装
4011	ストリペット 1mL 個別包装 (プラスチック包装)
4012	ストリペット 1mL 個別包装 (プラスチック包装)
4020	ストリペット 2mL バルク包装
4021	ストリペット 2mL 個別包装 (プラスチック包装)
4485	ストリペット 1mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4486	ストリペット 2mL 個別包装 (ペーパープラスチック包装)
4975	アスピレーションピペット 1mL
7041	ストリペット 1mL トリプルパック
7042	ストリペット 2mL トリプルパック
9016	アスピレーションピペット 2mL、ペーパープラスチック包装
9186	アスピレーションピペット 2mL

変更内容

1mLピペットと2mLピペット本体が同じ外径となります。寸法は表1をご参照ください。容量精度は内径により調整され、正確さは従来と同様の全容量±2%でASTM E934規格に適合しています。1mLピペットの内径は現行のデザインから変更はありませんが、2mLピペットについては表1の通り内径が変わります。それにより2mLピペットの目盛り幅も変更となります。

また一部対象製品について外箱のサイズが変更になります。変更後の箱のサイズは表2をご参照ください。

以下について、変更はありません。

- 製品およびパッケージの原料サプライヤー
- 目盛り印字仕様
- 製品の特長
- 滅菌保障レベル
- 包装仕様(入数)

コーニングではISTA認証を受けた第三者機関において外箱のバリデーション試験を実施し、国内および国際輸送への耐性を確認済みです。

変更開始時期

2017年 Q3 頃の変更を予定しています。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

表 1: ピペット寸法 (単位 ; インチ)

1mL ピペット (呼び寸法)	変更前	変更後
長さ	10.94	10.94
外径	0.180	0.205
内径	0.116	0.116

2mL ピペット (呼び寸法)	変更前	変更後
長さ	10.94	10.94
外径	0.255	0.205
内径	0.160	0.144

表 2: 外箱寸法

カタログ 番号	サイズ	包装	入数	変更前				変更後			
				長さ	幅	高さ	重さ (lb)	長さ	幅	高さ	重さ (lb)
4010	1 mL	バルク	1000	12.0"	5.25"	8.25"	7.5	12.0"	9.6875"	5.0"	10.2
4011	1 mL	オールプラスチック	1000	14.25"	9.375"	7.5"	7.9	14.25"	9.6875"	10.0"	11.0
4012	1 mL	オールプラスチック	200	12.25"	6.5"	2.875"	1.8	13.0"	6.5"	3.375"	2.4
4020	2 mL	バルク	1000	12.25"	10.5"	8.0"	13.9	12.0"	9.6875"	5.0"	10.2
4021	2 mL	オールプラスチック	1000	14.0"	10.0"	9.0"	14.2	14.25"	9.6875"	10.0"	8.8
4485	1 mL	ペーパー/プラスチック	1000	13.5"	12.5"	10.0"	10.5	15.625"	13.0"	11.0"	13.6
4486	2 mL	ペーパー/プラスチック	1000	23.5"	13.625"	7.0"	16.9	15.625"	13.0"	11.0"	11.4
4975	1 mL	バルク	1000	12.0"	5.25"	8.25"	7.3	12.0"	9.6875"	5.0"	10.2
7041	1 mL	ペーパー/プラスチック	1000	16.0"	12.0"	18.0"	11.2	変更なし			11.2
7042	2 mL	ペーパー/プラスチック	1000	16.0"	12.0"	18.0"	17.2	変更なし			17.2
9016	2 mL	ペーパー/プラスチック	500	14.25"	9.375"	7.5"	8.5	14.25"	9.6875"	10.0"	5.9
9186	2 mL	オールプラスチック	1000	14.0"	10.0"	9.0"	14.1	14.25"	9.6875"	10.0"	8.7