

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Corning® 2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル発売のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、11月21日(月)よりCorning 2Dバーコード付きクライオジェニックバイアルを発売いたします。なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

発売開始日：平成 28 年 11 月 21 日

カタログ番号	製品名	個/パック	個/ケース	メーカー希望 小売価格(円)
8670	1D/2D バーコード付きクライオジェニックバイアル 内ネジキャップ丸底自立型 2.0mL	50	500	53,500
8671	1D/2D バーコード付きクライオジェニックバイアル 外ネジキャップ丸底自立型 2.0mL	50	500	53,500
8672	1D バーコード付きクライオジェニックバイアル 内ネジキャップ丸底自立型 2.0mL	50	500	40,000
8676	1D バーコード付きクライオジェニックバイアル 外ネジキャップ丸底自立型 2.0mL	50	500	40,000
8673	2D バーコード付きクライオジェニックバイアルボックス 1~2mL 用 81 本収納	5	10	19,400
8674	2D バーコード付きクライオジェニックバイアルボックス 1~2mL 用 100 本収納	5	10	19,400

特長：

- ▶ 業界標準Datamatrix 2Dコードを採用
- ▶ 独自の内ネジおよび外ネジキャップは、密閉性が高い漏れ防止構造
- ▶ 自動キャッピング/デキャッピング装置に対応した星型スリット付きキャップ
- ▶ ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性
- ▶ ロック式の底面によりキャッピングやデキャッピング時にラックやワークステーション内でバイアルを固定可能
- ▶ ノンパイロジェニック
- ▶ RNase/DNaseフリー
- ▶ 全てのチューブについて読み取り基準への適合を確認

以上



© 2016 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

コーニングインターナショナル株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7 階
電話番号:03-3586-1996(代)