

2016年1月20日


お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Corning® 384ウェル ローボリューム マイクロプレートデザイン変更のご案内>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、「Corning 384ウェル ローボリューム マイクロプレート」のプレートデザインが変更となります。本変更は、プレートの底の外観変更のみとなります。今までの平らなデザインからウェルの形状がはっきりとわかるデザインになります。プレートのウェルの配置や他の主要な寸法の変更はございませんので、自動化装置やプレートリーダーの設定の既存のプレートの設定のままでご使用できますので、変更は不要となります。2016年2月以降順次新しいデザインに切り替わっていく予定です。



© 2016 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

コーニングインターナショナル株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
電話番号:03-3586-1996(代)

<対象製品>

カタログ番号	製品名
3820	ローボリュームソリッドプレート384ウェル 黒 平底 ノンバイディングサーフェイス 非滅菌 フタなし
3821	ローボリュームソリッドプレート384ウェル 黒 平底 無処理 非滅菌 フタなし
3821BC	ローボリュームソリッドプレート384ウェル 黒 平底 無処理 バーコード付き 非滅菌 フタなし
3822	ローボリュームソリッドプレート384ウェル 黒 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付
3824	ローボリュームソリッドプレート384ウェル 白 平底 ノンバイディングサーフェイス 非滅菌 フタなし
3824BC	ローボリュームソリッドプレート384ウェル 白 平底 ノンバイディングサーフェイス バーコード付き 非滅菌 フタなし
3826	ローボリュームソリッドプレート384ウェル 白 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付
3826BC	ローボリュームソリッドプレート384ウェル 白 平底 細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付

なお、本製品に関するお問い合わせは、弊社営業までお願い申し上げます。

敬具