

2017年4月24日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

Corning® 384ウェル クリアボトム ローフランジ マイクロプレート 発売開始のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、5月8日(月)より、「Corning® 384ウェル クリアボトム ローフランジ マイクロプレート」を発売開始いたします。本製品は、既存の384ウェル クリアボトム マイクロプレートからの切り替えとなり、新しく改善されたプレートです。新しいプレートは、バーコードのカスタマイズやロボットでのハンドリングがしやすいローフランジのデザインです。ウェル位置とプレートの寸法は、既存のプレートとほぼ同じですが、フランジの高さが異なります。装置の調整などが必要となる場合は詳しい寸法情報ご提供いたしますので、最寄りの代理店ご担当者や弊社営業へご請求ください。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店担当営業、または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

旧カタログ 番号	カタログ 番号	製品名	包装	1ケース	希望小売 価格(円)
3845	3768	ポリドリジン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	20	100	357,000
3827	4588	超低接着表面 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	20	100	189,000
	4690	コラーゲン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	20	100	357,000
	4596	フィブロネクチン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	20	100	457,000
3828	4589	マルチコートマイクロプレート 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付	1	10	130,000
3706	3763	384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 白 平底 無処理 非滅菌 フタなし	25	100	178,500
3707	3765**	384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 白 平底 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付	25	100	200,200
3653	3767	384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 白 平底 NBS 非滅菌 フタなし	25	100	216,300
3846	3769	ポリドリジン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 フタ付	20	100	357,000
NCO3707	NCO3765*	コラーゲンコート 384ウェルプレート ローフランジ 白 クリアボトム	20	20	56,700

*最少注文数量 1 ケースの受注発注品です。

** 包装、ケース数量が変更となります。

3707 : 20 枚/包、100 枚/ケース → 3765 : 25 枚/包、100 枚/ケース

発売開始日：2017年 5月 8日(月)

以上