

平成 28 年 2 月 1 日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部Corning®ストリペッターウルトラ発売のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は CORNING®・FALCON®ブランドをはじめとする弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さてこのたび、平成 28 年 2 月 15 日（月）より「Corning® ストリペッターウルトラ」（カタログ番号：#4099）を発売いたします。本製品は従来品ストリペッタープラス（#4093）をアップグレードした後継機種として、人間工学に基づいて新設計した製品です。

また、お客様ご自身で交換できる消耗品パーツなどのアクセサリーも同時にご案内させていただきます。

なお、本製品に関するお問い合わせは、弊社代理店営業ご担当者様までお願い申し上げます。

敬具

記

カタログ番号	製品名	包装単位	希望小売価格(円)
4099	Corning®ストリペッターウルトラ ピペットコントローラー本体、ユニバーサル充電アダプター、0.2 $\mu$ m フィルター3 個、追加ノーズピース（赤、黄、緑）、壁掛けホルダー	1 セット	36,000
4991	疎水性 PTFE フィルター孔径 0.2 $\mu$ m	5 個	6,500
4992	疎水性 PTFE フィルター孔径 0.45 $\mu$ m	5 個	6,500
4993	シリコンピペットホルダー	1 個	4,200
4994	充電電池、単 4 形、ニッケル水素	3 個	4,500
4995	ウィング付バッテリーカバー	1 個	3,500
4996	ユニバーサル充電アダプター、9V	1 個	6,000
4997	カラーノーズピース 4 個セット（オレンジ、黄、緑、赤）	1 セット	4,000

発売開始日：平成 28 年 2 月 15 日

# CORNING

## Corning® ストリペッターウルトラの外観

本体



液晶ディスプレイ



壁掛けホルダー



ファンクションボタン



カラーノーズピース



## Corning® ストリペッターウルトラの特長

- ガラス及びプラスチック製の 0.5mL から 100mL のピペットに使用できます。
- 軽量で人間工学に基づいた設計の電動ピペットコントローラーです。
- 操作しやすい位置にある速度調節ボタンとモード切替ボタン（ファンクションボタン）で様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い作業が可能です。
- 吸引及び排出速度は操作ボタンで制御します。
- フル充電の状態、8時間連続使用可能です（充電にかかる時間は7~8時間です）。
- 付属の充電電池は、正しくお使いいただいた場合、最大 1,000 回の繰り返し充電ができます。寿命となった電池は簡単に交換ができます。
- 天面の大きなディスプレイにバッテリー残量、ピペッティングモード、速度が常に表示されます。
- 色分けしたノーズピースで使用者もしくはアプリケーション別に区別可能です。
- ご購入から 2 年間の無償修理保証付きです。

以上