


お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Corning® 50mL遠沈管の容量印字仕様変更のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこの度、「Corning 50mL遠沈管」の一部製品について、容量印字仕様が変更となりました。新しい仕様では、「50」の文字がキャップから約5mm下の位置に印字されます。目盛り線の位置は変わりません。これにより、従来の製品で見られたインクの滲みが改善されます。本変更に伴う製品の品質や性能への影響はありません。



変更該当製品

カタログ番号	製品名
430828	遠沈管 50mL ポリプロピレン製セントリスターキャップ ラック付
430829	遠沈管 50mL ポリプロピレン製セントリスターキャップ バルク包装

変更開始時期

2016年4月製造分のロット番号10716601より

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具