

2018年1月29日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部**Corning® 96 1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル  
スクリューキャップ変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度「Corning 96 1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル」のスクリューキャップが変更になりますことをご案内申し上げます。変更内容は下記の通りです。

敬具

## 記

**変更内容**

現行品に付属している白いシリコン O-リングが熱可塑性エラストマー (TPE) (写真の黒の部分) に変わります。TPEはベースのポリプロピレンキャップ素材にオーバーモールド技術を用いて接着されます。TPEはO-リングに代わる密閉素材となります。



キャップ自体のサイズやねじの構造に変更はありません。1D/2Dバーコード付き内ネジクライオジェニックバイアル、キャップなし(カタログ番号:8500、8501)には、変更前・変更後どちらのキャップ(カタログ番号:8504、8505)もご使用いただけます。

**対象製品**

カタログ番号	製品名
8502	96 2Dバーコード付きストレージチューブ 1.3mL スクリューキャップ付き 非滅菌 バルク包装
8503	96 2Dバーコード付きストレージチューブ 1.3mL スクリューキャップ付き 非滅菌 ラック入り
8504	96バーコード付きストレージチューブ用スクリューキャップ PP製 Oリング付き 非滅菌 バルク包装
8505	96バーコード付きストレージチューブ用スクリューキャップ PP製 Oリング付き 非滅菌 マット付き

変更時期

2018年1月中旬製造分より、新しいキャップに順次切り替わります。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上