

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

<<Corning® アルミシーリングテープ仕様変更のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度 Corningアルミシーリングテープ(カタログ番号:6569、6570)について仕様が変更になりましたのでご案内申し上げます。変更内容は下記の通りです。

**変更該当製品**

カタログ番号	製品名
6569	アルミシーリングテープ (384 ウェルマイクロプレート用)
6570	アルミシーリングテープ (96 ウェルマイクロプレート用)

**変更内容**

- 1) アクリルベースの接着剤に改良を加え、接着効果と蒸発防止効果を高めました。
- 2) 製造国が、イギリスからアメリカに変わります。
- 3) パッケージが以下のデザインに変わります。



本変更に伴うその他の仕様(寸法、厚さ、使用温度帯)の変更はありません。

以下のバリデーション試験を実施し、社内規格への適合を確認済みです。

試験	結果
寸法	合格
RNase/DNaseフリー	合格
DMSO耐性	合格
ピーリング試験	合格
蒸発試験	合格

### **変更開始時期**

2017年3月製造分から

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当まで  
お願い申し上げます。

敬具