

平成 28 年 4 月 4 日

お客様各位


コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

コーニング CoolProducts パンフレット
一部内容訂正のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。CoolProducts パンフレット一部内容訂正の件、お知らせ申し上げます。何卒ご査収の程宜しくお願い申し上げます。 敬具

記

① パンフレット「Corning サンプル保冷と保温システム」につきまして以下の訂正がございます。



訂正箇所		
	誤	正
Corning CoolBox XT モジュール		
432029	CoolBox XT と CoolRack XT CF24	CoolBox XT と CoolRack XT CFT24
432031	CoolBox XT と CoolRack XT PCR	CoolBox XT と CoolRack XT PCR96
Corning CoolBox アクセサリー		
432091	3 個/ケース	4 個/ケース

② パンフレット「Corning 凍結保存ソリューション」につきまして以下の訂正がございます。



訂正箇所		
	誤	正
Corning CoolCell		
432000	適用表示 無し	12x 1~2mL クライオチューブ用
432001		
432002		
432003		
432004	適用表示 無し	12x 3~5mL クライオチューブ用
432005		
432006		
432007	適用表示 無し	30x 1~2mL クライオチューブ用
432008		
432009		
432010	適用表示 無し	12x 2mL 注射用アンプル用
432011	適用表示 無し	6x 10mL 注射用アンプル用

以上