

平成 28 年 2 月 22 日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部「Corning®凍結保存ソリューション」と「Corning®サンプル保存と保冷システム」
発売のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、3月7日(月)より「Corning®凍結保存ソリューション」と「Corning®サンプル保存と保冷システム」を発売いたします。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

記

< Corning®凍結保存ソリューション > Corning CoolCell®、
< Corning®サンプル保存と保冷システム > Corning CoolBox®、Corning CoolRack®、CoolSink®、
ThermalTray™、他

製品は別添リストご参照下さい。

特長

< Corning®凍結保存ソリューション >
CoolCell®

- ・アルコール不用の凍結容器
- ・繰り返し使用可能
- ・-1℃/分の冷凍速度

< Corning®サンプル保存と保冷システム >
CoolRack®、CoolSink®、ThermalTray™

- ・熱伝導性合金による温度均一性

CoolBox®

- ・氷、ドライアイス、電源、電池不用の冷却・冷凍容器



Corning CoolCell®

以上

< Corning® 凍結保存ソリューション > 別添リスト (1/1)

カタログ番号	製品名	個/パック	個/ケース	メーカー希望小売価格 (円)
432000	CoolCell、パープル	1	1	22,000
432001	CoolCell LX、パープル	1	1	29,000
432002	CoolCell LX、グリーン	1	1	29,000
432003	CoolCell LX、オレンジ	1	1	29,000
432004	CoolCell LX、ピンク	1	1	29,000
432005	CoolCell 5ml LX、パープル	1	1	39,000
432006	CoolCell FTS30、パープル	1	1	80,000
432007	CoolCell FTS30、オレンジ	1	1	80,000
432008	CoolCell FTS30、グリーン	1	1	80,000
432009	CoolCell FTS30、ピンク	1	1	80,000
432010	CoolCell SV2	1	1	53,000
432011	CoolCell SV10	1	1	53,000
432012	CoolCell SV2 ステムセル凍結システム	1	1	146,000
432013	CoolCell SV10 ステムセル凍結システム	1	1	146,000

1/1

< Corning® サンプル保存と保冷システム > 別添リスト (1/4)

カタログ番号	製品名	個/パック	個/ケース	メーカー希望小売価格 (円)
432014	XT Starter、コンプリートセット	1	1	41,000
432015	XT Starter、ホルダーのみ	1	1	11,000
432016	XT Starter PCR96	1	1	92,000
432017	XT Starter M-PCR	1	1	91,000
432018	CoolBox 30 システム、パープル	1	1	39,000
432019	CoolBox M30 システム	1	1	81,400
432020	CoolBox CFT30	1	1	91,300
432021	CoolBox XT、パープル	1	1	98,000
432022	CoolBox XT、グリーン	1	1	98,000
432023	CoolBox XT、オレンジ	1	1	98,000
432024	CoolBox XT、ピンク	1	1	98,000
432025	CoolBox 2XT、パープル	1	1	151,000
432026	CoolBox 2XT、グリーン	1	1	151,000
432027	CoolBox 2XT、オレンジ	1	1	151,000
432028	CoolBox 2XT、ピンク	1	1	151,000
432029	CoolBox XT CryoTube 24 ワークステーションセット	1	1	141,900
432030	CoolBox XT MicroTube 24 ワークステーションセット	1	1	126,000
432031	CoolBox XT PCR96 ワークステーションセット	1	1	147,400

1/4

< Corning® サンプル保存と保冷システム > (2/4)

カタログ 番号	製品名	個/パッ ク	個/ケ ース	メーカー希望小 売価格 (円)
432032	CoolBox XT PCR Strip ワークステーションセット	1	1	146,300
432033	CoolBox 2XT PCR ワークステーションセット	1	1	240,900
432034	CoolRack M6、グレー	1	1	11,000
432035	CoolRack M6、グリーン	1	1	11,000
432036	CoolRack M6、オレンジ	1	1	11,000
432037	CoolRack M15、グレー	1	1	27,000
432038	CoolRack M15、グリーン	1	1	27,000
432039	CoolRack M15、オレンジ	1	1	27,000
432040	CoolRack XT M24	1	1	51,000
432041	CoolRack M30、グレー	1	1	48,000
432042	CoolRack M30、グリーン	1	1	48,000
432043	CoolRack M30、オレンジ	1	1	48,000
432044	CoolRack M90	1	1	72,000
432045	CoolRack M96 ID	1	1	95,000
432046	CoolRack 500uL M30-PF	1	1	56,000
432047	CoolRack M15-PF	1	1	37,000
432048	CoolRack M30-PF	1	1	56,000
432049	CoolRack CF15	1	1	27,000
432050	CoolRack XT CFT24	1	1	55,000
432051	CoolRack CF45	1	1	51,000
432052	CoolRack CFT30	1	1	56,000
432053	CoolRack XT PCR96	1	1	61,000
432054	CoolRack XT M-PCR	1	1	59,000
432055	CoolRack XT PCR384	1	1	67,000
432056	CoolRack 96x0.5mL	1	1	70,000
432057	CoolRack 96x1mL	1	1	64,000
432058	CoolRack SV2	1	1	55,000
432059	CoolRack SV10	1	1	55,000
432060	CoolRack XT 5mL	1	1	50,000
432061	CoolRack 15mL	1	1	50,000
432062	CoolRack 50mL	1	1	50,000
432063	CoolRack 250mL-PF	1	1	61,000
432064	CoolRack 250mL	1	1	61,000
432065	CoolRack VS13	1	1	52,000
432066	CoolRack V16	1	1	52,000
432067	CoolRack V13	1	1	52,000

2/4

< Corning® サンプル保存と保冷システム > 3/4)

カタログ 番号	製品名	個/パック	個/ケース	メーカー希望小 売価格(円)
432068	CoolRack L	1	1	34,000
432069	CoolRack LV	1	1	34,000
432070	CoolSink XT 96F	1	1	54,000
432071	CoolSink XT 96U	1	1	61,000
432072	CoolSink LX55	1	1	46,000
432073	ThermalTray SLP	1	1	53,000
432074	ThermalTray LP	1	1	55,000
432075	ThermalTray HP	1	1	59,000
432076	CoolCell フィラーバイアル、2mL、6本入	1	6	5,000
432077	CoolCell フィラーバイアル、5mL、6本入	1	6	5,000
432078	CoolCell FTS30 Vial Module 30本掛け、10個入	1	10	19,800
432079	冷凍コア、green、CoolBox 30用、3個入	1	3	28,000
432080	冷却コア、blue、CoolBox 30用、3個入	1	3	28,000
432081	XT 冷却コア	1	1	36,000
432082	XT 冷凍コア	1	1	47,000
432083	Extension collar、CoolBox XT用、パープル	1	1	18,000
432084	Extension collar、CoolBox XT用、グリーン	1	1	18,000
432085	Extension collar、CoolBox XT用、オレンジ	1	1	18,000
432086	Extension collar、CoolBox XT用、ピンク	1	1	18,000
432087	Extension collar、CoolBox 2XT用、パープル	1	1	22,000
432088	Extension collar、CoolBox 2XT用、グリーン	1	1	22,000
432089	Extension collar、CoolBox 2XT用、オレンジ	1	1	22,000
432090	Extension collar、CoolBox 2XT用、ピンク	1	1	22,000
432091	Temperature Strip、1-8°C、3本入	1	4	8,800
432092	CoolRack Sleeves、4本入	1	4	4,400
432093	アイスパン、容量 9L、グリーン	1	1	26,000
432094	アイスパン、容量 9L、ブルー	1	1	26,000
432095	アイスパン、容量 9L、レッド	1	1	26,000
432096	アイスパン、容量 9L、オレンジ	1	1	26,000
432097	アイスパン、容量 9L、ライムグリーン	1	1	26,000
432098	アイスパン、容量 9L、ピンク	1	1	26,000
432099	アイスパン、容量 9L、パープル	1	1	26,000

3/4

< Corning® サンプル保存と保冷システム > (4/4)

カタログ 番号	製品名	個/パッ ク	個/ケ ース	メーカー希望小 売価格(円)
432100	アイスパン、蓋付、容量 9L、ブルー	1	1	30,500
432101	アイスパン、蓋付、容量 9L、ライムグリーン	1	1	30,500
432102	アイスパン、蓋付、容量 9L、パープル	1	1	30,500
432103	アイスパン、容量 4L、グリーン	1	1	20,000
432104	アイスパン、容量 4L、ブルー	1	1	20,000
432105	アイスパン、容量 4L、レッド	1	1	20,000
432106	アイスパン、容量 4L、オレンジ	1	1	20,000
432107	アイスパン、容量 4L、ライムグリーン	1	1	20,000
432108	アイスパン、容量 4L、ピンク	1	1	20,000
432109	アイスパン、容量 4L、パープル	1	1	20,000
432110	アイスパン、蓋付、容量 4L、ブルー	1	1	23,000
432111	アイスパン、蓋付、容量 4L、オレンジ	1	1	23,000
432112	アイスパン、蓋付、容量 4L、lime グリーン	1	1	23,000
432113	アイスパン、蓋付、容量 4L、ピンク	1	1	23,000
432114	アイスパン、蓋付、容量 4L、パープル	1	1	23,000
432115	アイスパン、容量 1L、グリーン	1	1	13,000
432116	アイスパン、容量 1L、ブルー	1	1	13,000
432117	アイスパン、容量 1L、レッド	1	1	13,000
432118	アイスパン、容量 1L、オレンジ	1	1	13,000
432119	アイスパン、容量 1L、ライムグリーン	1	1	13,000
432120	アイスパン、容量 1L、ピンク	1	1	13,000
432121	アイスパン、容量 1L、パープル	1	1	13,000
432122	アイスバケット、丸型 4L、グリーン	1	1	17,000
432123	アイスバケット、丸型 4L、ブルー	1	1	17,000
432124	アイスバケット、丸型 4L、レッド	1	1	17,000
432125	アイスバケット、丸型 4L、オレンジ	1	1	17,000
432126	アイスバケット、丸型 4L、ライムグリーン	1	1	17,000
432127	アイスバケット、丸型 4L、ピンク	1	1	17,000
432128	アイスバケット、丸型 4L、パープル	1	1	17,000
432129	アイスバケット、丸型 2.5L、ブルー	1	1	15,000
432130	アイスバケット、丸型 2.5L、グリーン	1	1	15,000
432131	アイスバケット、丸型 2.5L、レッド	1	1	15,000
432132	アイスバケット、丸型 2.5L、オレンジ	1	1	15,000
432133	アイスバケット、丸型 2.5L、ライムグリーン	1	1	15,000
432134	アイスバケット、丸型 2.5L、ピンク	1	1	15,000
432135	アイスバケット、丸型 2.5L、パープル	1	1	15,000
432136	CryoCepsクライオバイアルグリッパー、multi 5本入	1	5	9,500