

2015年10月22日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
 ライフサイエンス事業部

クライオジェニックバイアル一部販売終了のご案内


拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠に有難うございます。

さて、以前在庫がなくなり次第販売終了とさせて頂きました「外ネジキャップ クライオジェニックバイアル(Cat#430289)」の在庫が無くなりましたので、販売終了させて頂きます。

敬具

記



販売中止製品

	カタログ番号	製品名	メーカー希望小売価格
	430289	外ネジキャップ クライオジェニックバイアル、2mL 丸底 (プラグシールキャップ付き)	¥36,100




販売中止時期

即日(在庫が無くなりましたので販売終了)。

代替品

	カタログ番号	製品名	メーカー希望小売価格
	430661	外ネジキャップ クライオジェニックバイアル、2mL 丸底	¥34,500
	430489	内ネジキャップ クライオジェニックバイアル、2mL 丸底	¥34,500

販売中止品と代替品 比較表

販売中止品	推奨代替品	
		
コーニング Cat#. 430289	コーニング Cat#. 430661	コーニング Cat#. 430489
2mL 外ネジ、ホリフロピレン凍結ハイアル、丸底、プラグシールキャップ	2mL 外ネジ、ホリフロピレン凍結ハイアル、丸底	2mL 内ネジ、ホリフロピレン凍結ハイアル、丸底

2mL 容量、丸底	✓	✓	✓
ホリフロピレン製、耐熱-196°C	✓	✓	✓
外ネジ	✓	✓	内ネジ
10x10 ラックへのフィット	✓	9x9 ラックにフィット	✓
γ線滅菌、ノンパイロジェニック	✓	✓	✓
プラグシールキャップ	✓	シリコンワッシャーシール	シリコンワッシャーシール
黒メモリ印字、ラージマーキングスポット	-	✓	✓
キャップカラーインサート装着可否	-	✓	✓

製品は研究用です。診断や治療を目的とした使用は行わないでください。臨床や診断で使用の場合、コーニングライフサイエンスは製品の性能を保証致しません。

以上