

2018年2月13日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Corning® PETG 三角フラスコ発売のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、2月19日(月)より「Corning PETG 三角フラスコ」を発売いたします。Corning PETG 三角フラスコは滅菌済みのディスポーザブルタイプで、振盪培養アプリケーションに理想的です。従来のPC(ポリカーボネート)三角フラスコにPETGが追加されたことにより、培養アプリケーションおよび細胞株に適した材質をお選びいただけます。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店担当か弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

(記)

カタログ 番号	製品名	包装	1ケ- ス	希望小売 価格(円)
431280	PETG 三角フラスコ2L	個別包装	6 個	28,700
431281	PETG 三角フラスコ2L/バツフル付	個別包装	6 個	30,200
431282	PETG 三角フラスコ3L	個別包装	4 個	24,600
431283	PETG 三角フラスコ3L/バツフル付	個別包装	4 個	25,500
431284	PETG 三角フラスコ 5L	個別包装	4 個	41,200
431285	PETG 三角フラスコ 5L バツフル付	個別包装	4 個	43,200

発売開始日：2018年2月19日(月)



特長

材質

- 本体はUSPクラスVIのPETG製で透明性と機械的強度に優れています。
- 高い耐衝撃性があります。
- オートクレーブは製品を変形させますので、ご使用しないでください。

信頼

- 正確な計量が目盛り付きです。
- 個別包装かつ滅菌済みです。
- 滅菌保証レベルSAL10⁻⁶です。
- ノンパイロジェニックを保証しています。

オプション

- 2L, 3Lと5Lサイズがございます。
- ベントキャップは0.2 μ m疎水性メンブレンを使用しており、無菌性を確保し、漏れを防ぐと共に連続的なガス交換を可能にします。
- バッフル付き、バッフルなしの2種類からお選びいただけます。

以上