

平成 29 年 12 月 吉日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

「Corning®トリプシン用バッグ 仕様変更のお知らせ」

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、Corning®トリプシン用バッグの仕様が変更になりましたのでご案内申し上げます。その他、製品の製造拠点、滅菌保証レベル、パイロジェン、BSE/TSE、保証期間等の規格については変更ございません。

変更内容

- (1) 接続チューブ 2 本の先端に装備されているオス MPC(メス MPC キャップ)のうち、1 本の先端をメス MPC(オス MPC キャップ)に変更
- (2) 接続チューブ 2 本の長さが 18 インチから 24 インチに変更

変更該当製品

カタログ番号	製品名	包装	1 ケース
91-200-75	HYPERStack®用 5L トリプシンバッグ	個別包装	1

本製品に関するお問合せは、弊社代理店または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具