

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部

<<Corning® 超低接着表面プレート 96ウェル 黒色 丸底ボトム(Cat#4591)販売  
のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこのたび、7月13日(月)より、「Corning®超低接着表面(Ultra-Low Attachment)プレート 96ウェル 黒色 丸底ボトム(Cat#4591)」を発売致します。本製品は、超低接着表面製品群のラインナップ追加となります。

超低接着表面(ULA)は細胞培養面にハイドロゲルを共有結合させた独自の表面です。親水性で電荷的に中性の表面は、細胞・タンパクや酵素の培養面への吸着を最小限に抑えます。この表面は細胞毒性と生物活性がなく、生物分解を受けません。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店担当営業、または弊社営業担当までお願い申し上げます。

敬具

(記)

カタログ番号	製品名	個/パック	個/ケース	希望小売価格(円)
4591	超低接着表面プレート 96ウェル 黒色 丸底ボトム	1	24	44,400

発売開始日：平成27年7月13日(月)

以上