

平成30年9月3日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Costar® 10 mLストリペット製造工場および仕様変更のお知らせ>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、Costar 10 mLストリペット(カタログ番号 4488)について製造工場および仕様
が変更になりますのでご案内申し上げます。

変更内容

弊社ケネバンク工場に代わって弊社ダーラム工場での製造が開始され、これに伴い製品仕様
が変更になります。

- ① ピペット本体の全長が344 mmから346 mmに変わります。
- ② 包装仕様が変わります。(Appendix I参照)
- ③ ロット番号表示が変わります。(Appendix III参照)
- ④ 外箱アートワークが変わります。(Appendix IV参照)
- ⑤ 滅菌方法は、電子線照射滅菌ではなく引き続きガンマ線照射滅菌となります。

変更該当製品

カタログ番号	製品名
4488	ストリペット 10 mL 個別包装(ペーパープラスチック包装)

変更開始時期

2018年10月中旬以降を予定

なお、本製品に関するお問合せは、弊社代理店営業ご担当者様または弊社営業担当までお
願い申し上げます。

敬具

Appendix I：包装仕様

構成品	変更内容
個包装パッケージの紙	厚みが変わります。
個包装パッケージのプラスチック	3.5 mil EVA から 4.0 mil LLDPE/Nylon に変わります。
個包装パッケージのロット表示	印字からエンボス処理に変わります。(Appendix III 参照)
バッグ	2 辺シーリングから 3 辺シーリングに変わります。
箱ラベル	新サイズ: 76.2 x 152.4 mm (現行品は 76.2 x 101.6 mm) ケース番号は外箱に直接印字されます (Appendix IV 参照)

Appendix II：認定試験項目

項目	試験方法	結果
USP クラス VI	USP <87>および USP <88>	適合
BSE/TSE	EMEA/410/01; Section 6.4	適合
滅菌	ANSI/AAMI/ISO 11137	適合
ノンパイロジェニック	ANSI/AAMI ST72 および USP <85>	適合
RNase/DNase	ヌクレアーゼアッセイ	適合
有効期限	自社方法	適合

Appendix III：ロット番号表示

エンボス処理のロット番号表示見本





ロット番号表示:

ロット番号は 7 桁になります。最初の 1 桁が西暦の最後の桁です。次の 3 桁は製品が製造された日時を表します。最後の 3 桁は各ロットの識別番号です。(例えばロット番号 7316016 は、2017 年 11 月 12 日製造となります)

Appendix IV：外箱アートワーク

1. 製造工場の住所が 1 Becton Circle Durham, NC に変わり、外箱アートワークに記載されます。
2. 下図の点線で囲まれた文言は外箱上面から削除されます。
3. ケース番号は外箱に印字されます。(現行品はラベル上に記載)



© 2018 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

コーニングインターナショナル株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7 階
電話番号: 03-3586-1996(代)