

平成 28 年 5 月 25 日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社  
ライフサイエンス事業部Falcon®セルカルチャーフラスコ  
(製品コード：353024、353110)  
一部仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。Falcon®セルカルチャーフラスコ(製品コード：353024、353110)におきまして一部仕様が変わりますのでご案内致します。何卒ご査収の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

## 記



2016年7月より、Falcon®セルカルチャーフラスコの製造に使用する金型が変更になります。

## &lt;対象製品&gt;

| 製品コード  | 製品名  |
|--------|--|
| 353024 | 75cm <sup>2</sup> ストレートネック、細胞培養表面処理、プラグシールキャップ |
| 353110 | 75cm <sup>2</sup> ストレートネック、細胞培養表面処理、ベントキャップ    |

<変更内容> 金型の樹脂注入位置が変更になります。

(現行の樹脂注入位置) → (変更後の樹脂注入位置)



当該製品の変更は上記になりますが、この他の製品仕様（製品の寸法、細胞培養表面、滅菌方法、滅菌拠点、滅菌保証レベル(SAL)）に変更はございません

## &lt;変更時期&gt;

2016年7月1日製造分より。7月1日以降現行品在庫分の出荷終了後、変更品の出荷となります。

以上