

2016年7月19日

お客様各位

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

<<Falcon® ピペットの品質保証書記載内容変更のご案内>>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃より当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さてこの度、Falcon ピペットの品質保証書の記載内容に変更がありましたのでご案内申し上げます。

敬具

記

2015年2月16日以降に製造された Falcon ピペットは、DNase/RNase フリーが保証されます。変更にあたって、製造プロセスで RNase/DNase の汚染がない確証を得るために厳密なテストを行いました。

該当製品の品質保証書には、下記記載が追加されます。

"DNase/RNase Free - Tested by nuclease assay method and found to be free of detectable DNase/RNase contamination. The assay detection limit is 10⁻⁷ Kunitz units/μL for DNase and 10⁻⁹ Kunitz units/μL for RNase."

今回の変更による、該当製品の製造プロセスの変更はありません。

なお、本製品に関するお問合せは、弊社営業担当までお願い申し上げます。

以上

<本変更該当製品リスト>

カタログ番号	製品名
356507	ピペットアドバンテージ 2mL 0.01mL 目盛綿栓付き(2方向目盛)
356521	ピペットアドバンテージ 1mL 0.01mL 目盛 綿栓付き
356525	ピペットアドバンテージ 25mL 0.25mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
356535	ピペットアドバンテージ 25mL 0.5mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛) エクステンﾄ追加目盛
356543	ピペットアドバンテージ 5mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
356551	ピペットアドバンテージ 10mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357501	ピペットアスピレティング 5mL 綿栓なし
357506	ピペット 1mL 0.01mL 目盛 綿栓付き(ハルクパッケージ)
357507	ピペット 2mL 0.01mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357508	ピペット 2mL 0.01mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(ハルクパッケージ)
357515	ピペット 25mL 0.25mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(ハルクパッケージ)
357521	ピペット 1mL 0.01mL 目盛 綿栓付き
357525	ピペット 25mL 0.25mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357529	ピペット 5mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(ハルクパッケージ)
357530	ピペット 10mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)(ハルクパッケージ)
357535	ピペット 25mL 0.5mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)エクステンﾄ追加目盛
357543	ピペット 5mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357551	ピペット 10mL 0.1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357558	ピペットアスピレティング 2mL 綿栓なし
356550	ピペットアドバンテージ 50mL 1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357550	ピペット 50mL 1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)
357600	ピペット 100mL 1mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)